

VEQTAの親子判定検査について

送付内容

- | | | |
|-------------|-------|----|
| ①DNA採取用キット | 1頭につき | 1本 |
| ②毛を入れるチャック袋 | 1頭につき | 1枚 |
| ③申込書 | 1頭につき | 1枚 |
| ④返信用封筒 | | |

- 申込書は漏れのないようご記入ください。
- キット・チャック袋・申込書の3点を、返信用封筒に封入し、速やかにご返送ください。
- 返信用封筒にお客様のご住所・お名前をご記入ください。

DNA採取用キット取扱方法

- 1 ケース（筒）のラベルに愛犬・愛猫の呼び名を記入します。ピンク色のキャップを外し、DNA採取用キットを取り出します。採取部分は、素手で触れないようにしてください。

※ キットは1頭につき1本ずつ使用します。記入した愛犬・愛猫の呼び名をご確認の上、取り違いがないようご注意ください。



- 2 夾雑物の混入を防ぐため、食前に採取してください。キットを口の中の頬や唇の裏側に5～10回ほど上下、前後に動かし、十分にこすりつけて粘膜を取ります。

生後半年未満の子犬・子猫は、まれにDNAの量が不足する場合がございますので、強めにこすり付けてください。

※母親のDNAの混入を防ぐため、離乳後の検査を推奨します。



- 3 キットをケース（筒）に戻し、しっかりとキャップが閉まっていることを確認してください。

抜毛方法

チャック袋のラベルに愛犬・愛猫の呼び名を記入します。毛根の残った太い毛を、ピンセット等で20本程度抜き取り、チャック袋に入れてください。

- ※ 記入した愛犬・愛猫の呼び名をご確認の上、取り違いがないようご注意ください。
- ※ 抜け落ちた毛、切った毛などは検査不可となります。